

AlcoTrue® C

Professionelles Atemalkohol-Testgerät für den persönlichen Test



Don't drink and drive! "

AlcoTrue® C – das professionelle Atemalkohol-Testgerät für den persönlichen Test. Wenn Genauigkeit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen, entscheiden Sie sich für AlcoTrue®C. Machen Sie selbst den Alkoholtest, sei es "am Morgen danach" oder zur generellen Feststellung Ihrer Atemalkoholkonzentration.

HAUPTMERKMALE

- Professionelle Brennstoffzellen-Technologie der Polizeigeräte
- Präzisions-Probenahmesystem
- · Hochpräzise und zuverlässige Messungen
- Aktives OLED Farbdisplay
- · Schnelle Testdurchführung und Ergebnisanzeige
- · Automatischer Selbsttest

- Einfach zu bedienen
- Speicherung der letzten 20 Ergebnisse
- Bis zu 2.500 Tests pro Batterie-Set
- Hygienische Mundstücke mit Rückatemsperre
- Erweitertes Kalibrierintervall
- 24 Monate Garantie





Technische Daten

reclinische Daten	
Spezifikation	
Sensortyp	Elektrochemische Messzelle
Messbereich	0.00 - 5.00 ‰ BAK
Genauigkeit	≤ 5 % bei 1.00 ‰ BAK
Display	aktives OLED Farbdisplay, 256.000 Farben
Messeinheiten	‰ BAK; % BAK; mg/l; μg/100ml AAK (andere länderspezifische Einheiten auf Anfrage)
Messbereitschaft nach dem Einschalten	≤ 6 Sekunden (einschließlich Selbsttest)
Analysedauer	≤ 10 Sekunden bei 1.00 ‰; 4 Sekunden bei 0.00 ‰
Anzahl Tests mit einem Batterie-Set	≤ 2.500 Tests (2000mAh)
Kalibrier-Intervall	12 Monate
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich Betrieb	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbereich Lagerung	-20 °C bis +60 °C
Umgebungsdruck	600 - 1400 hPa
Umgebungsfeuchte	20 - 98 % r.H.
Verschiedenes	
Abmessungen (LxWxH)	132 mm x 63 mm x 26 mm
Gewicht	175 g (mit Batterien)
Stromversorgung	Batterien: 3 x 1.5V Alkaline (Mignon, LR6, AA)
Standards	CE (EN 60068-2-6; EN 60068-2-29)

Technische Änderungen vorbehalten



AlcoTrue® C ist CE zertifiziert.

Weitere Informationen unter www.bluepoint-medical.com

